





SV-A/SV-H/SVシリーズ 補足説明書

補足内容

□SV-A/SV-H/SV シリーズでの表示値と単位について

□SV-A/SV-H/SV シリーズの仕様変更について

1. SV-A/SV-H/SV シリーズでの表示値と単位について

音叉振動式粘度計 SV-A/SV-H/SV シリーズは測定原理上、粘度と密度の積を検出し、SV 表示値として、 表示します。

"SV 表示值" = 粘度 × 密度

SV の表示は、単位表示部には「mPa・s」と表示されますが、測定結果は「粘度×密度」の値を表示しています。 このため、単位としては、実際には「mPa・s × g/cm³」となります。

粘度の絶対値を求める場合は、SV-A/SV-H/SV シリーズの測定結果を、その液体の密度「g/cm³」で除してく ださい。

例)	粘度校	正用標準	液での	SV	表示	直
----	-----	------	-----	----	----	---

粘度校正用標準液	温度 [℃]	動粘度 [mm²/s]	粘度 [mPa•s]	密度 [g/cm³]	SV 表示値 (粘度×密度) [mPa•s×g/cm³]
JS2.5 例)	20	2.504	1.965	0.7847	1.542
JS1000 例)	20	1004	881.1	0.8776	773

2. SV-A/SV-H/SV シリーズの仕様変更について

SV-A/SV-H/SV シリーズについて以下のように補足修正致します。

SV-A/SV-Hシリーズ製品仕様(取扱説明書 P86「17.仕様」部分)

		SV-1A/1H	SV-10A/10H	SV-100A/100H		
測定	方式	SV型(音叉振動式)/固有振動数 30Hz				
表示範囲		0.3~1000mPa•s	0.3~10000mPa•s	1~100Pa•s		
(おいたいか			(1000~10000mPa*s)			
測定 (※2)			15(標準偏差)			
<u>精度</u> 確度		<u>±5%または±0.6mPa・sの大きい方</u>	±3%	+ 5% (1~10Pa·s)		
(※1) (※3)		(1~100mPa∗s)	(1~1000mPa•s)	(1000~10000mPa·s)		

※ SV-Hシリーズの仕様記載内容は、別売AX-SV-51 スタンドセットを利用して測定したときの数値となります。

※1 SV-1A/Hは、サンプル容器<2ml>、SV-10A/H、SV-100A/Hは、サンプル容器<45ml>使用時

※2 液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定

※3 温度範囲は20~30℃、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液での校正後の値。 測定が長時間に及ぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。

注1 SV-A/Hシリーズは、測定原理から実際には、「粘度×密度」の値を表示しています。 (SV-A/Hシリーズの表示値の単位としては、実際にはmPa*s×g/cm³となっております)。 粘度の絶対値を求める場合は、SV-A/Hシリーズの測定結果をその液体の密度[g/cm³]で除してください。

<u>注意) 振動子に気泡が付着した場合は、測定精度に影響しますので、ご注意ください。</u>

ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありま したら、ご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2015 株式会社 エー・アンド・デイ

株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。

目 次

1. はじめに	3
1-1. 特長	
2. 製品構成・設置	4
2 — 1. 各部の名称	
2-2.組立・設置	5
3. 表示とキーの基本操作(基本動作)	6
3 - 1. 表示	6
3-2. +	7
3-3. 測定値表示	
3-3-1. SV-10の場合	8
3-3-2. SV-100の場合	9
4 使用上の注意	10
4 − 1 − 般的な注音(設置条件)	10
4-2 測定時の注音	
4-3. 測定後の注意(保守管理)	
4-4. 粘度の絶対値測定について	
4-4-1. 測定時	14
4-4-2. 校正時	15
5 測定	16
5. 风龙	
5-7. 測定準備	
5 2	
 ディスポ容器 (PET) 使用方法 	20
6-1. はじめに	
6-2.使用方法	
6-2-1. サンプル容器(容量 3 5~4 5ml)を使用する場合	20
6-2-2. 循環水ジャケットを使用する場合	20
6 – 3. ディスポ容器 (PET) を使用する場合の絶対値測定	21
6-4.ディスポ容器仕様	21
7. 粘度校正	21
7 ー 1. 粘度校正時の注意点	
7-2.操作手順	
7-2-1.1 点校正	24

	7-2-2. 2 点校正	.25
	7-2-3. 純水での簡易校正(SV-10のみ)	.27
8. 内	內部設定	28
8 —	1. 操作方法	. 28
8 —	2. 項目一覧	. 30
8 —	3. 項目の解説	. 31
8 —	4.印字・出力フォーマット例	. 40
	8-4-1. A&D標準フォーマット	.40
	8-4-2. D. P. フォーマット	.42
	8-4-3. CSVフォーマット	.43
i	8-4-4. RsViscoフォーマット	.47
9. /	ペソコンとの接続(RS-232C)	49
10.	プリンタとの接続	49
11.	RS-232Cインタフェース	50
12.	コマンドー覧	51
13.	故障と思われる場合の対処	52
14.	エラー表示	55
15.	仕様	56
16.	アクセサリ・別売品	58
17.	CEマーキング	63
18.	外形寸法図	65

1. はじめに

このたびは、エー・アンド・デイの粘度計SVシリーズをお買い求めいただきありがとうございます。 製品を理解し、充分に活用していただくため使用前に本書をよくお読みください。

1-1. 特長

□高精度

SV型(音叉型振動式)により、フルレンジ1%^{*1}(繰り返し性)の高い測定精度を実現しま した。(*¹P56「15.仕様」参照)

□広範囲の連続測定

粘度の検出部(振動子)の交換なしで、全測定範囲にわたり連続測定が可能です。

□温度センサ標準装備

試料温度を測定するための温度センサを標準で装備しています。温度センサは2つの振動子の 中間に配置されているため、温度と粘度の関係を正確に求めることができます。

□正確な測定

粘度検出部(振動子、温度センサ)の熱容量が小さいため、試料温度が平衡になるまでの時間 が早く、短時間で正確な粘度測定が可能です。

□長時間の連続測定

振動子の駆動周波数は30Hzと低く、また振幅も1mm以下のため試料に与える負荷は微小 です。そのため、測定開始後に試料の温度上昇がほとんどなく、試料物性に変化を与えず、長 時間の連続測定が可能です。

□非ニュートン流体・気泡入り試料の測定

薄型プレートの振動子を採用したことにより、試料の組織変形が少なく、非ニュートン流体の 試料も安定して測定できます。また気泡入りの試料も、気泡を壊さずに測定できます。 水道水などの測定で振動子に気泡が付着した場合は、気泡の影響による粘度値の上昇が測定さ れます。

□攪拌中、流動中の測定

2つの振動子は互いに逆方向に振動し、試料が流動している状態でも誤差を打ち消し合うため、 攪拌中の試料も測定できます。また、流動状態となるラインでの測定も可能ですので、研究室 と現場で互換性のあるデータ管理が可能となります。

□校正機能

粘度が既知の標準液や試料により粘度計の校正が可能です。粘度標準液等を使用して粘度計を 校正することにより、常に一定の精度を保つことができます。また既知の試料で校正すること により、別方式の粘度計にて測定した結果に測定データを合わせ込むことも可能です。

- □1 mPa・s付近の簡易校正機能(SV-10のみ) 純水を利用し、1キー操作で校正が可能です。簡易校正には、使用した純水の温度から、粘度 値の温度補正を自動で行う機能がついています。このとき、気泡が発生すると粘度値が変化し ますので、注意が必要です。
- □データ通信ソフトウェア『WinCT-Viscosity』(CD-ROM)を標準で付属しています。CD-ROMには、測定値をパソコンに取り込んでリアルタイムにグラフ化する専 用プログラム "RsVisco"が入っています。"RsVisco"を使用すれば、時間による粘度変化や、粘度の温度依存性を簡単に確認でき、また取り込んだ測定値はファイルに保存 することも可能です。

2. 製品構成•設置

精密機器ですので、開梱時の取り扱いには気をつけてください。なお、梱包箱や梱包材は将来の輸送 に使う場合がありますので、保管されることをお勧めします。



2-2. 組立·設置

- 注意 組み立て作業中、振動子に無理な力がかからないように注意してください。
 - ベースに取り付けられている化粧ネジを外し、 テーブルをベース前方からガイドリブに沿って スライドさせ、外した化粧ネジで固定します。 (調整ノブの向きに注意してください。)
 ビ粧ネジ
 - 前方からスライドさせる
 - ② 接続ケーブルで、計測部と表示部を接続します。



注意 計測部と表示部は一対で調整されています。正確な粘度測定を行うため、接続する計測部と 表示部のシリアル番号が一致していることを確認してから使用してください。

3. 表示とキーの基本操作(基本動作)

3-1. 表示



表示部名称	表示内容					
	スタンバイ状態	[- - - - -] を表示します。				
粘度表示部	測定中	粘度測定値を	対々と表示します。			
	ホールド表示中	粘度測定値を	ホールド表示します。			
粘度単位表示部	粘度測定値の単位を表示し	_ます。				
	スタンバイ状態	泪 宙測 字値ま	対々しまテレます			
温度表示部	測定中	☐ 値及側圧値を刻々と衣小します。				
	ホールド表示中	温度測定値をホールド表示します。				
温度単位表示部	温度測定値の単位を表示します。					
測定マーク	測定中(振動子が振動中)	に点滅します。				
ホールドマーク	ホールド表示中に点灯しま	ます。				
	『WinCT-Viscosity』(CD-ROM)に含まれるグラフ化プログラ					
RSVISCO 9 2 9 2 - 9	ム "RsVisco" で測定中に、点灯します。					
校正マーク	校正モードのとき"["を表示します。					
	1点入力校正時		[](消灯)			
校正モード識別マーク	9点7.力拉工味	1点目入力	[-] 点灯します。			
	▲ホハノノ収止吋	2点目入力	[] 点灯します。			

3-2. = +



キー、機能	動作説明
ON:OFF	電源のオン/オフを切り替えます。
電源オン/オフ	電源オン後、スタンバイ状態([] 表示)になります。
START	測定を開始します。("測定マーク"点滅)
測定開始	測定中は粘度・温度を刻々と表示します。
STOP 測定停止	測定を停止し("測定マーク"消灯)、そのときの粘度・温度をホールドします。 もう一度STOPキーを押すことにより、スタンバイ状態になります。
HOLD 表示ホールド	測定中にHOLDキーを押すことにより、一時的に測定値(粘度・温度)を ホールドします。("ホールドマーク"点灯) このときも、内部では測定を継続しており("測定マーク"点滅)、もう一 度HOLDキーを押すことにより、ホールドを解除します。※1
MODE	測定単位を変更します。※1
測定単位変更	(内部設定 "Fnc I" により、測定経過時間を表示させることも可能です。)
PRINT 測定値出力	表示している測定値を出力します。

※1 付属のグラフ化プログラム"RsVisco"で測定中は、HOLDキーによるホ ールド表示、MODEキーによる単位変更はできません。("RsVisco"は、 付属のCDのデータ通信ソフトウェア『WinCT-Viscosity』に入 っています。)

データを連続で出力中(内部設定 "Prt 2" または "SIR" コマンド)は、HOLD キーによるホールド表示はできません。

3-3. 測定値表示

測定値の表示は、内部設定で選択した測定単位および粘度値の範囲により次のようになります。 また、粘度の各単位の関係は次のとおりです。

 $1 \text{ mPa} \cdot \text{s} = 0.001 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 1 \text{ cP} = 0.01 \text{ P}$

3-3-1. SV-10の場合

m P a ・ s (ミリパスカル・秒)と P a ・ s (パスカル・秒)、 c P (センチポワズ)と P (ポワズ) はMODEキーで切替可能です。出荷時は、m P a ・ s 単位が選択されています。

測定		測定単位選択						
粘度		mPa•	S			Ра•s		
(mPa·s)	表示	最小表示	単位	備考	表示	最小表示	単位	備考
	0.3 0				0.0 0 0 3			
								0. 01mPa• s
1	1.0 0	0.01			0.0 0 1 0	0.0001		の桁は表示
								されません。
	9.9.9				0.0 0 9 9			
10	1 0.0		mPa• s		0.0 1 0 0			
		0.1				0.0001	Pa•s	
	9 9.9				0.0999		14.5	
100	100				0.1 0 0			
		1				0.001		
	999				0.999			
1000	1.0 0			P a • s	1.0 0			
		0.01	Pa•s	単位にな		0.01		
10000	1 0.0 0			ります。	1 0.0 0			

単位がmPa · sまたはPa · sのとき

単位が c P または P のとき

測定		測定単位選択						
粘度		сP				Р		
(mPa•s)	表示	最小表示	単位	備考	表示	最小表示	単位	備考
1	0.3 0 1.0 0 	0.01			0.0 0 3 0 0.0 1 0 0 	0.0001		
10	9.9 9 1 0.0 9 9.9	0.1	сР		0.0 9 9 9 0.1 0 0 0.9 9 9	0.001	Р	
100	100 999	1			1.0 0 9.9 9	0.01		
1000 10000	$ \begin{array}{c} 1 & 0.0 \\ \\ 1 & 0 & 0.0 \end{array} $	0.1	Р	P単位に なります。	$\begin{array}{c} 1 \ 0.0 \\ \\ 1 \ 0 \ 0.0 \end{array}$	0.1		

3-3-2. SV-100の場合

 $Pa \cdot s$ (パスカル・秒) と P (ポワズ) は**MODE**キーで切替可能です。出荷時は、 $Pa \cdot s$ 単位 が選択されています。

測定	測定単位選択					
粘度	Ра	• s	F)		
(Pa∙s)	表示	最小表示	表示	最小表示		
1	1.0 0		1 0.0			
		0.01		0.1		
	9.9 9		9 9.9			
10	1 0.0		100			
		0.1		1		
	9 9.9	0.1	999	1 I		
100	1 0 0.0		$1 \ 0 \ 0 \ 0$			

4. 使用上の注意

4-1. 一般的な注意(設置条件)

正確な粘度測定を行うために、下記の設置条件を整えてください。

□理想的な設置条件は、温度25℃±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。

□精密な測定を行う場合は、温度、湿度の変化が少ない環境で使用してください。

□塵埃の少ない部屋に設置してください。

□音叉型振動式の測定方法を採用していますので、特に低粘度の測定の場合は、周囲の振動には 注意してください。

建物の2階以上、地盤の弱い場所、または近くに主要幹線道路や鉄道がある場所は、振動が粘 度計に伝わりやすいので、振動対策として、除振台(AD-1671A)をご利用ください。

- □エアコン等の近くに粘度計を設置しないでください。
- □直射日光のあたらない場所に設置してください。
- □磁気を帯びた機器の近くに粘度計を置かないでください。
- □粘度計内に埃や水が入らないようにしてください。
- □粘度計を分解しないでください。
- □厳密な測定を行う場合は、測定する環境になじませるために、設置後1時間以上通電状態にし ておいてください。

4-2. 測定時の注意

- □測定する試料の液面を水平とするため、左右振動子のくびれ中央に液面がくるように足コマで 高さを調整してください。
- □一般に液体は、温度変化により粘度値が変化します(-2%/ $^{\circ}$ ~ -10%/ $^{\circ}$ C程度)。精度 の高い測定を行う場合は、液体の温度変化を考慮してください。
- □ 精度の高い測定を行う場合は、測定前に標準液または純水を利用して確認または校正を行って ください。測定が長時間におよぶ場合も、必要に応じて定期的に校正を行ってください。
- □振動子と温度センサを試料に入れることにより、試料の温度が変化する場合があります。厳密 な測定を行う場合は、振動子と温度センサを試料にセット後、十分時間を置き、試料の温度変 化がないことを確認してから測定を開始したください。
- □キー操作は指で行ってください。ペンなど先の尖ったものでの操作はキー破損の原因となります。
- □サンプル容器はPC(ポリカーボネート)製です。有機溶剤等を使用する場合は、市販のビーカ、 あるいは別売のガラス容器(約13mℓ、AX-SV-35)をお勧めします。プロテクタは上げ たり、外したりすることができますので、ビーカを使用した場合も少量の試料で測定できます。

プロテクタ

プロテクタを上げた状態





4-3. 測定後の注意(保守管理)

□振動子、温度センサ、プロテクタについた試料は、アルコール等で洗浄してください。試料 がついたまま他の試料を測定すると、測定誤差の原因となります。 洗浄時、無理な力を加えて振動子を曲げることがないよう注意してください。 なお、振動子、温度センサはステンレス(SUS304)材で、表面には金メッキ(24K) が施されています。

注意 強酸等の特殊な液体に対しては、メッキがはがれ腐食する場合があります。

洗浄例

振動子、温度センサをティシュペーパー等で 挟み下方向に動かして拭き取ります。 さらに、ティシュペーパーにアルコール等を 含ませて同様に洗浄します。



また、超音波洗浄器(AD-1686)を使用すると、振動子・温度センサに付着した汚れ を簡単に洗浄することが可能です。超音波洗浄器(AD-1686)を使用しての洗浄方法 に関しては、次ページを参照してください。

□必要に応じてサンプル容器を洗浄してください。

□接続ケーブルを外す場合は、コネクタの矢印部分を持ちロックを外して抜いてください。

接続ケーブルの外し方



超音波洗浄器(AD-1686)を利用した洗浄方法

洗浄時は、AD-1686をテーブルに載せて使用します。

洗浄方法

- ① 測定終了後に測定用容器をステージから外します。
- ② AD-1686のゴム足が右図の位置にくるように テーブルに載せます。 このとき、AD-1686の前方(手前側)1個以外 の四角形のゴム足(4箇所)がテーブルから浮かない ように注意してください。
 - 注意 ・電源ケーブルはAD-1686側のみを先 行して接続してください。コンセント側は、 まだ接続しないでください。
 - ・AD-1686の電源ケーブルに過度のカ が加わらないように注意してください。
- ③洗浄槽に水を入れます。
 - 注意 ・水以外の洗浄液を使用する場合は、洗浄槽 に水を入れ、ビーカなどを使用して洗浄を してください。洗浄槽には直接洗浄液を入 れないでください。
 - (AD-1686取扱説明書の8ページ 「間接洗浄」を参照してください。)
- ④ センサユニットを洗浄槽に沈めます。
 - 注意 ・試料が付着している部分は全て水に沈めて ください。
 - ・振動子、温度センサが洗浄槽の底面に接触しないように注意してください。
 - ・プロテクタがAD-1686本体やビーカ などに接触してしまう場合は、プロテクタ を外してください。
 - ・振動子、温度センサに試料が大量に付着している場合は、洗浄液の劣化を抑えるために、軽く拭いて試料を落としてから洗浄を行ってください。
- 5 電源ケーブルをコンセントに接続して、(5) キーを 押して洗浄を開始します。(5分で自動停止します)

注意 AD-1686は、日本国内で使用してください。(AC100V専用仕様です。)

AD-1686 0 ビーカなど 洗浄槽 洗浄液 4

2

2 ゴム足位置

4-4. 粘度の絶対値測定について

音叉型振動式粘度計SVシリーズは測定原理上、粘度と密度の積を検出します。 表示粘度 = 粘度 × 密度 ・・・①

SVの表示は、「mPa・s」と単位の部分に表示されますが、表示値は「粘度×密度」の値を表示しています。

具体例 (1) 粘度の絶対値が2.00 [mPa・s]、密度が1.000の試料は、 表示値 = 2.00 [mPa・s]×1.000 = 2.00 [mPa・s] となります。
(2) 粘度の絶対値が2.00 [mPa・s]、密度が0.800の試料は、 表示値 = 2.00 [mPa・s]×0.800 = 1.60 [mPa・s]

となります。

粘度の絶対値を厳密に求める場合、以下のように換算してください。

※ 密度に関しては、エー・アンド・デイの比重測定キット(AD-1653)と天びんの組み合わ せで測定できます。

4-4-1. 測定時

SV表示粘度を測定試料の密度で除することにより、粘度の絶対値を求めます。

- 具体例 (1) 試料を測定し、SV表示粘度を確認します。 例では736 [mPa・s] とします。
 - (2) 試料を測定したときの温度における、試料の密度を調べます。 例では0.856とします。
 - (3) SV表示粘度を試料の密度で除して、粘度の絶対値を求めます。
 例では860 [mPa・s] が粘度の絶対値となります。

粘度の絶対値 = $\frac{SV表示粘度}{試料密度}$ = $\frac{736}{0.856}$ = 860 [mPa・s]

4-4-2. 校正時

校正する際は、校正に使用する標準液(粘度計校正用標準液)の、粘度の絶対値と密度の積を補正値として入力してください。

粘度計校正用標準液には、「温度-動粘度、粘度 計算表」が添付されています。 この表を利用し、校正時の入力値を求める場合は、以下のように表わされます。

> 動粘度 = $\frac{k \overline{g}}{\overline{x} \overline{g}}$ より、密度 = $\frac{k \overline{g}}{\overline{y} \overline{y} \overline{y}}$ ・・・② 校正時の入力値 = 粘度 × 密度 ②を利用し、 = $\frac{k \overline{g}^2}{\overline{y} \overline{y} \overline{y} \overline{y}}$

具体例1:粘度計校正用標準液を使用し、粘度計を校正する場合

「粘度計校正用標準液 温度-動粘度・粘度 計算表」を利用し、校正時に入力する値を計算します。

(1) 校正時の温度における、動粘度と粘度を調べます。

例では、20.0℃にて 動粘度 = 1011 [mm²/s] 粘度 = 889 [mPa・s] とします。

- (2) <u>粘度²</u> を計算し校正時の入力値とします。 動粘度 例では、 $\frac{889^{2}}{1011} \approx 781 [mPa \cdot s]$ となります。
- (3) 校正後、使用した標準液を測定します。例では、SV表示粘度として"781"と 同様な数値を確認して校正終了です。
- 具体例2:粘度と密度が既知の標準液を利用する場合

例では

標準液(例:889mPa・s/20.0℃)を使用し、実際に20.0℃の液温で校正する 場合。

(1) 校正時の温度における、粘度と密度を調べます。

`	20.	0℃に`	τ	
	粘度	= 8	89 [mPa•s]	
	密度	= 0	. 878	とします。

- (2) 粘度×密度の値を計算し校正時の入力値とします。
 例では、
 889×0.878≒781 [mPa・s] となります。
- (3) 校正後、使用した標準液を測定します。例では、SV表示粘度として"781"と 同様な数値を確認して校正終了です。

5. 測定

5-1. 測定準備

操作手順

- 試料をサンプル容器に入れます。その際、試料の液面 が基準線の間に入るようにします。
 基準線は35/45mlを示します。
- テーブル上のガイドを利用して、試料の入ったサンプ ル容器を固定します。
- プロテクタが下がっていることを確認してから、
 レバーを上げ、センサユニットを移動できる状態にします。



ガイド

液面の基準線

④ 取手を押さえ、振動子が液面に接触しない程度まで
 ゆっくりとおろします。(このとき、センサユニット
 前面も支持しながら動かしてください。)



⑤ レバーを下げ、センサユニットを固定します。

- ⑥ テーブルのノブを回して、振動子のくびれ中央 に試料の液面がくるように調整します。このと き、液面調整板の先端が液面に接触する位置に 固定されていますので、液面の高さ調整の目安 となります。
 - 注意 ·液面の高さにより測定誤差が入ること がありますので、液面を正確に調整し てください。
 - 液面調整板は、ネジをゆるめて着脱することができます。(P53参照)
 - ・センサ保護カバーを取り外す場合は、 最初に液面調整板を外しておいてくだ さい。
 - 液面調整板を一度取り外し、再度取り
 付ける際は、粘度値を校正して使用することをお勧めします。



SV-10 の場合



SV-100 の場合

注意 プロテクタは図の位置で使用してください。プロテクタを外して測定したとき、SV-10の場 合、5000mPa·s以上の粘度で測定誤差を生じる場合があります。



左右振動子の液面調整位置が一致しない場合は、計測部の足コマ2箇所を回転させ、液面の 水平調整を行ってください。

5-2. 基本的な測定

操作手順

- ① 電源オフの状態でON:OFFキーを押します。
- 画面がスタンバイ状態になったら、STARTキーを 押します。※1 約15秒後、測定値を表示します。
- ③ 測定中、HOLDキーを押すことにより、
 一時的に表示をホールドできます。
 ホールドを解除するには、もう一度
 HOLDキーを押します。※2
- ④ STOPキーを押し、測定を終了し ます。測定結果がホールド表示さ れます。

⑤ 測定を終了する場合は、STOPキーを押します。
 次の測定をする場合は、試料をセットし、
 STARTキーを押します。

粘度値が測定範囲を下回ると、しを表示します。

また、測定範囲を上回ると、<u>H</u>を表示します。

試料が凝固したなど、振動子が振動しない状態で約20秒経過すると、自動で測定を中止 します。

|]] | [] mPas

246 **c**

(測定中ホールド表示)

STOP

Л

(測定結果ホールド表示)

| [] [] | [_] mPas

246.0

表示は、SV-10 出荷時の例です。 SV-100 の場合、出荷時の単位は

ON:OFF

Л

(スタンバイ状態)

(start)

Л¢

I [] [] I [] J mPas

ŚTOP

Л

(測定結果ホールド表示)

ŚTOP

I∏I⊑ I_I_ImPas

(START

25.8._c

234.

mPas

Pa·sとなります。

- ※1 付属のグラフ化プログラム "R s V i s c o"を使用する場合、"R s V i s c o" のSTART ボタンにより測定を開始してください。
- ※2 付属のグラフ化プログラム "R s V i s c o"で測定中、またはデータを連続で 出力中(内部設定 "Prt 2" または "S I R" コマンド)は、HOLDキーによる ホールド表示はできません。

5-3. 測定単位の切替

粘度の測定単位には、m P a · s (ミリパスカル・秒) P a · s (パスカル・秒) c P (センチポワズ) P (ポワズ) があります。

粘度の各単位の関係は次のとおりです。

 $mPa \cdot s = 0.001 Pa \cdot s = 1 cP = 0.01 P$

温度の測定単位には、℃(摂氏)、°F(華氏)があります。

電源オン時に選択される単位は内部設定によります。出荷時には以下の単位が選択されています。

機種	粘度単位	温度単位
SV-10	mPa∙s	°C
SV-100	Pa∙s	C

粘度の測定単位は、MODEキーにより以下のように切り替えることができます。温度の単位は内部 設定により固定となります。

SV-10の場合

内部設定でm P a ・ s または P a ・ s を選択した場合 : ・	mPas	Pas
内部設定で c P または P を選択した場合 :	CP	 P
SV-100の場合	Pas	 P

注意 付属のグラフ化プログラム "RsVisco" で測定中は、MODEキーによる単位変更はで きません。また、内部設定 "Fnc /"の場合は、測定中にMODEキーを押すと測定経過時間 表示になります。

6. ディスポ容器 (PET) 使用方法

6-1. はじめに

ディスポ容器は、使い捨て可能な10mℓ容量の容器です。サンプル容器(容量35~45mℓ)や 循環水ジャケットに入れて使用します。使用温度範囲は0℃~80℃となります。

6-2. 使用方法

6-2-1. サンプル容器(容量35~45ml)を使用する場合

ディスポ容器をサンプル容器に入れてください。



ディスポ容器の10mlのラインまでサンプルを入れて、粘度測定してください。

6-2-2. 循環水ジャケットを使用する場合

ディスポ容器を、循環水ジャケットに入れ、固定用ネジで固定して使用してください。 ※循環水ジャケットと熱媒体の循環用装置となる恒温水槽の組み合わせにより、試料の温度を 一定に保ったり、温度を変化させながら粘度を測定することができます。



ディスポ容器の10mlのラインまでサンプルを入れて、粘度測定してください。

6-3. ディスポ容器 (PET) を使用する場合の絶対値測定

サンプル容器(容量45ml)にて粘度値が校正されています。

サンプル容器(容量45ml)とディスポ容器(PET)とでは、振動子と内壁までの距離が異なり、 振動子が感知する力(粘度値)に差がでます。

このため、ディスポ容器(PET)を使用し粘度の絶対値を測定する場合、測定粘度値付近で校正することをお勧めします。(「7.粘度校正」を参照してください。)

6-4. ディスポ容器仕様

容量	10ml
材質	PET:ポリエチレンテレフタレート
使用温度	0 °C∼ 8 0 °C
外形寸法	$67 (w) \times 36 (D) \times 41 (H) mm$
板厚	0.8mm
質量	約3.3g

7. 粘度校正

□校正を行うことで、粘度値の補正ができます。

- □校正方法としては、任意の校正液による1点または2点入力があります。また、SV-10で は、純水による簡易校正もできます。
- □実際に測定される試料の粘度値付近での校正をお勧めします。 測定範囲が広い場合は、2点校正を行ってください。(測定範囲に応じた高粘度、低粘度2種の 校正液が必要です。)
- □ S V-10で1mPa・s付近の粘度測定を行う場合は、純水を利用した簡易校正が1キー操作 でできます。簡易校正には、使用した純水の温度から、粘度値の温度補正を自動で行う機能が ついています。
- □任意の校正液による1点入力、2点入力では、あらかじめ既知の校正液(JIS標準液等)を 測定し、得られた測定結果をデジタルの数値として補正入力し、粘度計に記憶させることがで きます。
- □粘度の絶対値を厳密に求める場合、校正時の入力値は、密度で補正する必要があります。 (「4-4-2. 校正時」参照)
- □補正値の入力値間違いなど、誤った校正データを入力してしまった場合は、出荷時の校正状態 に戻すことができます。詳細は、内部設定の "[Lr"(初期化)を参照してください。

7-1. 粘度校正時の注意点

□校正するときの液体の温度には注意してください。必ず校正時の液温での粘度値を入力してく ださい。

粘度の標準液でも室温付近の温度変化により、 $-2\%/^{\circ}C \sim -10\%/^{\circ}C$ 程度の粘度変化があり、純水の場合でも同様に $-2\%/^{\circ}C$ 程度の粘度変化があります。

- □校正値を入力する場合は、校正液の温度と振動子/温度センサの温度が一致している必要があ ります。表示温度が安定するまで充分時間を取ってから作業を進めてください。
- □液面の高さにより測定誤差が入ることがありますので、液面を正確に調整してください。(P17 参照)
- 口校正時の表示粘度は、SV-10の場合はmPa・s、SV-100の場合はPa・sとなります。また、校正時の表示温度は、 $^{\circ}$ C固定となります。
- □工場出荷時は、プロテクタを装着した状態で校正されています。プロテクタを外して校正した 場合、校正値が変化する場合があります。
- □純水での簡易校正で純水以外の水(例えば水道水など)を使用する場合、また水温と気温に差がある場合は、振動子に気泡が付着して正確な校正ができないときがあります。振動子から気泡を除いて校正してください。
- □純水の測定値が3.00mPa・s以上となった場合、純水での簡易校正はできません。校正 に使用している純水が劣化、もしくは純水以外の液体をセットしている可能性があります。純 水を新しいものに取り換えるなど、校正液をご確認ください。

7-2. 操作手順

注意 1 点校正または2 点校正の補正値は、校正用標準液の粘度と密度の積を入力してください。 (「4-4-2. 校正時」参照してください。)

また、校正後の確認も校正用標準液の粘度と密度の積と、表示値を比較してください。

動粘度 = $\frac{粘 g}{密 g}$ より、粘度 × 密度 = $\frac{粘 g^2}{$ 動粘度 となります。

具体例1:粘度計校正用標準液を使用し、粘度計を校正する場合

「粘度計校正用標準液 温度-動粘度・粘度 計算表」を利用し、校正時に入力する値を計算します。

- (1) 校正時の温度における、動粘度と粘度を調べます。
 - 例では、20.0℃にて 動粘度 = 1011 $[mm^2/s]$ 粘度 = 889 $[mPa \cdot s]$ とします。

(2) 粘度²
動粘度
例では、
$$\frac{889^{2}}{1011}$$
 = 781 [mPa・s]
となります。

具体例2:粘度と密度が既知の標準液を利用する場合

標準液(例:889mPa・s/20.0℃)を使用し、実際に20.0℃の液温で校正する 場合。

- (1) 校正時の温度における、粘度と密度を調べます。
 例では、20.0℃にて
 粘度 = 889 [mPa・s]
 密度 = 0.878
 とします。
- (2) 粘度×密度の値を計算し校正時の入力値とします。例では、

889×0.878≒781 [mPa・s] となります。

7-2-1. 1 点校正

 スタンバイ状態でHOLDキーを押しつづけて、 「校正モード」(*ERL*表示)に入ります。

② 校正モードの1点入力(*ERL-1*)を選択し、
 PRINTキーで決定します。校正モードのスタンバイ画面になります。
 1点入力(*ERL-1*)、2点入力(*ERL-2*)の切替は、MODEキーで行います。
 校正モードを終了するときは、STOPキーを押します。スタンバイ状態に戻ります。

- 測定後、結果の安定を待ちPRINTキーを押します。測定値が点滅し、測定値補正表示となります。
- ⑤ 次のキーで表示値を補正します。

MODEキー	点滅桁を切り替えます。
STARTキー	点滅桁の設定を変更します。
STOPキー	小数点位置を移動します。

- ⑥ PRINTキーを押し、補正値を確定します。
- ⑦ 校正を完了させる場合、もう一度PRINTキーを 押します。スタンバイ状態に戻ります。
 (補正値を訂正する場合、STOPキーを押し、 測定値補正表示に戻り、もう一度補正を行います。)
 ⑧ 使用した校正用標準液を測定します。入力した
 は工体し目塔の教徒がまごされるのも確認して



表示は、SV-10の例です。

(確認)

234.0

7-2-2. 2 点校正

- スタンバイ状態でHOLDキーを押しつづけて、 「校正モード」([AL表示) に入ります。
- ② 校正モードの2点入力(*ERL-2*)を選択し、
 PRINTキーで決定します。
 1点入力(*ERL-1*)、2点入力(*ERL-2*)の切替は、MODEキーで行います。
 校正モードを終了するときは、STOPキーを押します。スタンバイ状態に戻ります。
- ③ PRINTキーを押すとスタンバイ表示になります。
 2 点校正では、1 点校正と異なり、温度表示の下に校正モード識別マーク(-)が表示されます。
- ④ 校正用標準液をセットし、STARTキーを押し、
 1点目の測定を開始します。
- ⑤ 測定後、結果の安定を待ちPRINTキーを押しま す。測定値が点滅し、測定値補正表示となります。
- ⑥ 次のキーで表示値を補正します。
 MODEキー 点滅桁を切り替えます。
 STARTキー 点滅桁の設定を変更します。
 STOPキー 小数点位置を移動します。
- ⑦ PRINT キーを押し、補正値を確定します。
- ・福正値を訂正する場合は、STOP
 キーを押し、
 測定値補正表示に戻り、もう一度補正を行います。
- ⑨ 1点目の測定終了後、振動子、温度センサ、 プロテクタを洗浄し、2点目の校正液を入れる
 準備をしてください。



- ① 2点目の校正用標準液をセットし、STARTキー
 を押し、測定を開始します。
- 測定後、結果の安定を待ちPRINTキーを押します。測定値が点滅し、測定値補正表示となります。
- 12 次のキーで表示値を補正します。

MODEキー	点滅桁を切り替えます。
STARTキー	点滅桁の設定を変更します。
STOPキー	小数点位置を移動します。

- ③ PRINTキーを押し、補正値を確定します。
- ⑤ 使用した2種類の校正用標準液を 測定します。入力した補正値と同様 な数値が、それぞれ表示されるのを 確認して終了です。



7-2-3. 純水での簡易校正(SV-10のみ)

- ① 純水をセットします。
- ② STARTキーを押し、純水を測定します。 粘度、温度の測定値が安定していることを確認 します。
- ③ START キーを押しつづけます。測定中の温度での純水の理論粘度値(粘度×密度)が表示されます。(全体が点滅します。)
 校正を中断する場合は、STOP キーを押します。
 校正前の測定状態に戻ります。
- ④ 校正を実行する場合は、もう一度STARTキーを 押します。
 校正が終了し"End"表示後、測定状態に戻り ます。



温度(°C)	粘度×密度(mPa・s)
10.0	1.31
11.0	1.27
12.0	1.24
13.0	1.20
14.0	1.17
15.0	1.14
16.0	1.11
17.0	1.08
18.0	1.05
19.0	1.03
20.0	1.00
21.0	0.98
22.0	0.95
23.0	0.93
24.0	0.91
25.0	0.89
26.0	0.87
27.0	0.85
28.0	0.83
29.0	0.81
30.0	0.79

参考:純水の各温度における理論粘度値(粘度×密度)

8. 内部設定

粘度計は、内部設定で搭載機能を選択することにより、使用方法に合わせた動作を指定することが できます。

機能毎に項目が割り当てられており、項目の設定を変更することにより、その機能の動作を指定し ます。

設定した値は、電源をオフしても記憶しています。

8-1. 操作方法

内部設定の操作方法は、以下のとおりです。

- スタンバイ状態([-----] 表示)で、 MODE キーを2秒以上押しつづけ、内部設定モードに入ります。
- ② **MODE**キーで項目を選択します。
- ③ PRINTキーで項目を決定します。変更可能な部分が点滅します。
- ④ STARTキーまたは HOLDキーで点滅している部分の設定を変更します。
 ⑤ STARTキー 設定値を増加させます。設定範囲を超えると最小値になります。
 ⑥ HOLDキー 設定値を減少させます。設定範囲を下回ると最大値になります。
- ⑤ 変更した設定を記憶させる場合は PRINT キーを押します。"End"表示後、次の項目を表示します。

設定をキャンセルする場合は STOP キーを押してください。次の項目を表示します。

- ⑥ さらに別の項目の設定を変更する場合、②からの操作をつづけて行ってください。
- ⑦ 設定変更を終了し、内部設定から抜ける場合は、 STOP キーを押してください。スタンバイ 状態([----] 表示)に戻ります。

注意 日付・時刻の設定("[LRdJ")、ID(機器識別)番号の設定("」d")、初期設定("[Lr") は、上記操作と一部異なる部分あります。「8-3.項目の解説」の具体例を参照してください。

"日付・時刻の設定" … P31~P33

[&]quot;ID(機器識別)番号" ... P37~P38

操作方法の具体例

SV-10で、電源オン時の単位を、粘度: c P (センチポワズ)、温度: ℃ (摂氏) にする例

 スタンバイ状態でMODEキーを押しつづけて、 内部設定モード(*LLRdu*表示)に入ります。

- ② MODEキーを押し、 Un k を選択します。
- ③ PRINT キーを押し、項目を決定します。
 (現在記憶されている設定値の場合は、小数点が点灯します。)
- ④ START キーまたはHOLD キーを押し、使用する 単位を選択します。
 ここでは、設定値 "∂"(粘度単位: c P, 温度 単位°C)を選択しています。
- ⑤ PRINT キーを押し、設定値を登録します。
 End 表示後、内部設定の次の項目が表示されます。

⑥ STOPキーを押し、スタンバイ状態に戻します。



8-2.項目一覧

内部設定項目	設定値	設定内容					
<u>[LRd]</u> 日付・時刻		日付の順序 (YMD,MDY,DMY) 、日付・時刻の設定					
[ond	0	粘性変化	に素早く	く追従	É	(振動の影響を受けやすい)	
環境設定	l •		\$				
	2	粘性変化	こゆつく	く追従	É	(安定した粘度測定値)	
Un it	0 •	mF	⊃a∙s				
電源オン時の単位	l •		Pa∙s		°C		
	2	cF	>		U		
	3	粘 F	>	温		出荷時設定は、SV-10は ^[] 、	
	Ч	度 mF	Pa∙s	度		SV-100は1となります。	
	5		Pa∙s		∘⊏		
	6	cF)		Г		
	٦	F	>				
Pnt	0 •	ドット				カンマ選択時、CSVフォーマットの	
小数点	1	カンマ				tパレータは ';'に変わります。	
Fnc	0 •	粘度測定的	単位の切	刃替			
測定中の MODE キー機能	1	温度表示。	⇒測定暭	寺間表	長示の均	刀替	
Prt	0 •	キーモー	ド			PRINT キーで出力	
	I	オートプ	11.2 6.7	с 1	v	STOP キーで測定終了時、	
	I	オートノ	リントョ	r		1データ自動出力	
データ出力モード						測定中連続出力	
	2	ストリー.	ムモー	ĸ		出力フォーマットでD.P.フォーマット	
						選択時は粘度のみ出力	
£ 4PE	0	A&D標準	フォーマ	マット	`	AD-8121B MODE1,MODE2用	
出力フォーマット	1 •	D.P.フォー	ーマット	`		AD-8121B MODE3用	
	2	CSVフォ	ーマッ	\vdash		一般パソコン用	
	3	RsVisco	フォーマ	・ット		グラフ化プログラム "RsVisco" 用	
5-RE	0	出力しない	\sim				
測定時間出力	•	出力する				D.P./オーマットのみ設定有効	
5-Ed	0	出力しない				D.P.フォーマット、CSVフォーマットの	
測定時の日付・時刻出力	· •	出力する				み設定有効	
5-Ed	0	出力しない	\sim				
	1	備考欄出	力				
	_	備考欄、材		川情報	J.	D.P.フォーマットのみ設定有効	
その他の出力	כ' ●	サイン欄!	出力	• 11 • 11			
	3	ID番号出	力 力			CSVフォーマットのみ設定有効	
PUSE	 []	間隔を空けたい					
データ出力時の間隔		間隔を空い	ける (糸	句2乘	()		
FrEnc	Π	通常この	設定で何	<u>,二</u> 声用	,		
	7						
ıd	,					"5-Ed"により測定値に	
		D(機器識別)番号設定 機器識別情報を付加でき				機器識別情報を付加できま	
ID(機器識別)畨号						t	
Elr		内部設定と校正データを出荷時の状態に戻す					
初期設定			, ,				
その他の出力 <i>PUSE</i> データ出力時の間隔 <u>ErFnc</u> 拡張予約 d ID(機器識別)番号 <u>ELr</u> 初期設定	 2 • 3 0 • 1 • 0 • 1 1 • 7	 備考欄出力 備考欄、機器識別情報、 サイン欄出力 ID番号出力 間隔を空けない 間隔を空ける(約2秒) 通常この設定で使用 ID(機器識別)番号設定 内部設定と校正データを出荷 			。 を出布	 D.P.フォーマットのみ設定有効 CSVフォーマットのみ設定有効 "5-Ed"により測定値に 機器識別情報を付加できます 5時の状態に戻す 	

は出荷時設定です。

8-3.項目の解説

日付・時刻の設定([LRdd))

□年の上位2桁は表示されません。(2003年の場合、03と表示されます。)
 □時刻は24時間制で設定します。

□存在しない日付・時刻は設定しないでください。

日付・時刻の設定手順は以下のとおりです。

2003年4月5日、11:22:33を2004年6月8日、12:34:00に設定する例



日付の変更

選択した日付の表示順で日付を変更します。

以下は、"」"(年)、"」"(月)、"」"(日)の表示順を選択したときの例です。

⑤ MODE キーで、"Y"(年)の設定値を選択します。(03)

- ⑥ STARTキーまたはHOLDキーで、年を変更します。(03→04) STARTキー 点滅桁の数値を1づつ増やします。 HOLDキー 点滅桁の数値を1づつ減らします。
- ⑦ **MODE**キーで、"n"(月)の設定値を選択します。(04)
- ⑧ **START**キーまたは**HOLD**キーで、月を変更します。(04 \rightarrow 06)
- ⑨ MODE キーで、"d"(日)の設定値を選択します。(05)
- ⑩ STARTキーまたはHOLDキーで、日を変更します。(05 \rightarrow 08)
- PRINTキーを押し、日付を登録します。
 End 表示後、現在の時刻が表示されます。



時刻の変更



環境設定([and)

振動等、周囲の環境に合わせて、粘度測定結果の安定度を調整することができます。

設定	設定内容	機能説明
0	粘度変化に素早く追従 (環境に敏感)	周囲の振動等で測定値が不安定な場合は、設定値を 大きくしてください。
1 •	\$	急峻な粘度変化があり、それに素早く追従した測定 結果値が必要な場合は、設定値を小さくしてくださ い。しかし、この場合、測定値は周囲の振動などよ
2	安定した表示 (粘度変化にゆっくり追従)	り影響を受けやすくなるため、設置環境に注意して ください。

電源オン時の単位(ሀո ιと)

電源投入時に最初に表示される粘度、温度の単位を指定できます。

SV-10の場合

設定		設定内容			機能説明
0.		mPa・s(ミリパスカル・秒)			
1		Pa・s(パスカル・秒)		°C	スタンバイ状態で MODE キーを押す
2		c P (センチホ゜ワス゛)		(摂氏)	ことにより、粘度の単位を切り替える ことができます。
З	粘	P (ポワズ)	温		$[mPa \cdot s] \Leftrightarrow [Pas]$
Ч	度	m P a ・ s (ミリパスカル・秒)	度		$[c P] \Leftrightarrow [P]$
5		Pa・s(パスカル・秒)		°F	また内部設定"Fnc []"のときは、測 定中であっても同様に粘度の単位を
6		с Р (センチポワス゛)		(華氏)	切り替えることができます。※1
7		P (ポワズ)			

SV-100の場合

設定	設定内容			機能説明	
•		Pa・s(パスカル・秒)		°C	スタンバイ状態で MODE キーを押す ことにより、粘度の単位を切り替える
Э	粘	P (ポワズ)	(摂氏)	ことができます。	
5	度	Pa・s(パスカル・秒)	度	°F	LP a · s」↔ LP」 また内部設定"Fnc 0"のときは、測
٦		P (ポワズ)		(華氏)	定中であっても同様に粘度の単位を 切り替えることができます。※1

※1 グラフ化プログラム "R s V i s c o"により測定データ採取中は、MODE キーによる単位の切り替えはできません。また、SV-10では、測定粘度が1000mPa・s以上はPa・s単位固定に、1000cP以上はP単位固定になります。

小数点(Pnt)

設定	設定内容	機能説明
0 •	ドット:"."	表示される測定値の小数点の形状、RS-232Cから出力される測定デ ータの小数点コードを指定します。カンマ選択時、CSVフォーマットや
1	カンマ:","	RsViscoフォーマットのセパレータは、セミコロン";"に変わり ます。

測定中のMODEキー機能(Fnc)

設定	設定内容	機能説明
		測定中 MODE キーを押すたびに、粘度測定単位を切り替えます。
		SV-10の場合
		$[mPa \cdot s] \Leftrightarrow [Pa \cdot s], [cP] \Leftrightarrow [P]$
0•	□ • 粘度測定単位切替	SV-100の場合
		$[Pa \cdot s] \Leftrightarrow [P]$
		 注) SV-10の場合、測定粘度が1000mPa・s以上 はPa・s単位固定に、1000cP以上はP単位固定 になります。
1	温度表示、測定時間表示 の切替	測定中 MODE キーを押すたびに、温度表示と測定時間表示 を切り替えます。測定スタート直後は温度表示が選択されて います。測定時間が100時間に達すると、0に戻ります。 (99.59.59)00.00.00)。

データ出力モード (Prt)

RS-232Cから測定値を出力する際の条件を設定します。

設定	設定内容	機能説明
0 •	キーモード	測定中または測定結果表示ホールド表示中、PRINTキーを押すと、そのときの測定値を出力します。※2
1	オートプリントモード	STOP キーを押して測定を終了した際に、測定値を自動で 1 回出力します。また PRINT キーを押して、そのときの測定値 を出力することもできます。※2
2	ストリームモード	測定中のみ、測定値を連続して出力します。内部設定"ŁSPE" でD. P. フォーマットを選択している場合、"5-RL"、 "5-Łd"、"5-Ed"の設定によらず、粘度値のみ出力します。
		また、ストリームモードを選択しているときは、HOLD キー による表示ホールドはできません。

※2 内部設定 "*L* SPE" によりA&D標準フォーマットを選択している場合、スタンバイ状態では PRINT キーを押しても測定値は出力しません。

出力フォーマット(と知ど)

S-232Cに接続する機器に合わせて	、測定値のデータ出力フォーマッ	トを選択できます。
--------------------	-----------------	-----------

設定	設定内容	機能説明
0	A&D標準フォーマッ	 ト 別売のコンパクトプリンタAD-8121Bと接続し、 AD8121BのMODE1、MODE2で統計演算する場合 に適したフォーマットです。粘度値のみの出力となります。
•	D. P. フォーマット	別売のコンパクトプリンタAD8121Bと接続し、AD8121B のMODE3で印字する場合に適したフォーマットです。
		データ出力モードがストリームモード以外(内部設定"Prt 0/1") は、内部設定 "5-RŁ"、"5-Łd"、"5-Ed"により出力内容を選 択できます。ストリームモード(内部設定 "Prt 2")では、 粘度測定値のみの出力となります。
2	CSVフォーマット	パソコンでデータを採取する場合に適したフォーマットで、 温度、粘度等の各データをカンマ区切りで出力します。
		内部設定 "5-とd"や"」d"により、測定した日付、時刻、 ID(機器識別番号)を付加することもできます。
		小数点をカンマ(内部設定 "Pnt 1")にすると、各データの 区切りはセミコロン";"になります。粘度、温度は内部分解 能で出力します。※3
3	RsViscoフォーマッ	 ^ト 付属のグラフ化プログラム "RsVisco" で使用する フォーマットです。"RsVisco" で測定開始時、粘度計 は自動でこのフォーマットを選択します。粘度、温度は内部分 解能で出力します。※3
₩3 ≹	則定単位と内部分解能の	対応は以下のとおりです。
	機種	粘度 温度 温度

	地括		粘度	温度			
	饭作里	mPa∙s	Pa∙s	сP	Р	°C	°F
内立口入留台	SV-10	0.01	0.0001	0.01	0.0001	0.01	0.01
内部分解能	SV-100	-	0.01	-	0.1	0.01	0.01

測定時間出力(5-RL)

設定	設定内容	機能説明
0	測定時間を出力しない	D. P. フォーマット (内部設定 " <i>と SPE 1</i> ") 選択時、測定値に測定 時間 (測定開始からの経過時間) を付加する/しないを選択できます。
¦•	測定時間を出力する	印字の具体例は「8-4. 印字・出力フォーマット例」の "D. P. フォーマット"を参照してください。

測定時の日付・時刻出力(5-とd)

設定	設定内容	機能説明
0	日付・時刻を出力しない	D. P. フォーマットまたはCSVフォーマット(内部設定 <i>"LYPE 1/2"</i>)選択時、測定値に日付・時刻を付加する/し
1 •	日付・時刻を出力する	ないを選択できます。 印字の具体例は「8-4. 印字・出力フォーマット例」の "D. P. フォーマット"、"CSVフォーマット"を参照してください。

その他の出力(5-Ed)

設定	設定内容	機能説明
0	出力しない	
	備考欄を出力する	D. P. フォーマット選択時(内部設定 " <i>L SPE 1</i> ")、測定値
2 •	備考欄、機器識別情報、 サイン欄を出力する	に備考欄、機器識別情報、サイン欄を付加する/しないを選択 できます。 印字の具体例は「8-4.印字・出力フォーマット例」の "D.P.フォーマット"を参照してください。
З	ID番号を出力する	CSVフォーマット選択時(内部設定 "と5PE 2")、測定値に ID番号を付加する/しないを選択できます。 印字の具体例は「8-4.印字・出力フォーマット例」の "CSVフォーマット"を参照してください。

データ出力時の間隔(PU5E)

設定	設定内容	機能説明
۵	間隔を空けない	RS-232Cからデータを出力する際、1行毎に約2秒の間 隔を空ける/空けないを選択できます。
1 •	間隔を空ける(約2秒)	別売のコンパクトプリンタAD-8121BをMODE3で 使用する場合、"!:間隔を空ける"設定で使用してください。

ID(機器識別)番号(*id*)

機器毎に別の I D番号を設定することにより、機器の識別管理が可能です。

測定値を出力する際に、内部設定"5-Ed"により、測定値に I D番号を付加する/しないを選択できます。

ID番号は6桁で、次の文字が使用できます。

文字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(スペ	ース	.)	_	(/>~	イフ	ン)	А	В	С	D
表示	Π		2	רר	Ч	5	6	7	8	9	(スペ	ース	.)			-		R	Ь	Γ	d
_																						
文字	Е	F	G	Η	Ι	J	Κ	L	Μ	Ν	Ο	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Ζ
	-	Ē	E.	11		1	11	1	-	п		п	п		Г	1	11	-	11	11	11	٦

印字の具体例は「8-4. 印字・出力フォーマット例」の"D. P. フォーマット"、 "CSVフォーマット"を参照してください。

ID番号の設定

- スタンバイ状態でMODEキーを押しつづけて、 内部設定モード(*LLRdJ*表示)に入ります。
- ② MODEキーを押し、 d を選択します。
- PRINT キーを押し、ID番号設定モードに入り ます。
- 次のキーでID番号を設定します。

MODEキー	点滅桁を切り替えます。
STARTキー	点滅桁の数値を1づつ増やします。
HOLDキー	点滅桁の数値を1づつ減らします。
STOPキー	入力を中断します。

- ⑤ PRINTキーを押し、設定値を登録します。
 End 表示後、内部設定の次の項目が表示されます。
- ⑥ STOPキーを押し、スタンバイ状態に戻します。



初期設定

粘度計の各設定値を工場出荷時の値に戻す機能です。 初期化される内容は次のとおりです。

□内部設定

□校正データ

初期設定実行後は、粘度値の確認と、必要に応じて粘度校正(「7.粘度校正」参照)を行ってください。

 スタンバイ状態でMODEキーを押しつづけて、 内部設定モード(*LLRdJ*表示)に入ります。

② MODEキーを押し、 [Lr を選択します。

③ PRINTキーを押し、[Lr na を表示させます。

④ STARTキーを押し、「Lr Go」を選択します。

⑤ PRINTキーを押し、初期化を実行します。
 ⑤ End 表示後、内部設定の次の項目が表示されます。初期化が終了しました。

⑥ STOPキーを押し、スタンバイ状態に戻します。



8-4. 印字・出力フォーマット例

8-4-1. A&D標準フォーマット

別売のコンパクトプリンタAD-8121Bと接続した場合、AD-8121BのMODE3に適したフォ ーマットです。粘度値のみの出力となります。

SV-10の出力フォーマット例

粘度 選択単位	表示	出力フォーマット	備考
	L mPa∙s	OL,-99999999mPs	アンダーエラー時。
	0.30mPa∙s	ST,+00000.30mPs	
	10.0 mPa∙s	ST,+00010.00mPs	0.01mPa·sの桁は常にゼロになります。
mPa⋅s	100 mPa∙s	ST,+00100.00mPs	0.01 mPa・s、0.1mPa・s の桁は常に ゼロになります。
	1.00 Pa·s	ST,+01000.00mPs	1000mPa·s 以上は表示単位は Pa·s
			になりますが、山乃単位はmFa'Sを 保持します。0.01mPa·s、0.1mPa·s、 1mPa·s の桁は常にゼロになります。
	H Pa·s	OL,+999999999mPs	オーバーエラー時。
	L Pa·s	OL,-999999999Pas	アンダーエラー時。
	0.0003 Pa·s	ST,+000.0003Pas	
	0.0100 Pa·s	ST,+000.0100Pas	
Pa∙s	0.100 Pa·s	ST,+000.1000Pas	0.0001Pa·s の桁は常にゼロになり ます。
	1.00 Pa·s	ST,+001.0000Pas	0.0001Pa・s、0.001Pa・sの桁は常に ゼロになります。
	H P	OL,+999999999Pas	オーバーエラー時。
	L cP	OL,-99999999⊔CP	アンダーエラー時。
	0.30 cP	ST,+00000.30⊔СР	
	10.0 cP	ST,+00010.00⊔CP	0.01cP の桁は常にゼロになります。
сP	100 cP	ST,+00100.00⊔сР	0.01cP、0.1cP の桁は常にゼロになります。
•	10.0 P	ST,+01000.00⊔CP	1000cP 以上は表示単位は P になり
			ますが、出力単位は CP を保持しま
			す。0.01CP、0.1CP、1CPの桁は吊に ゼロになります。
	H P	OL,+999999999⊔CP	オーバーエラー時。
	L P	о∟,-999999999ц∟Р	アンダーエラー時。
	0.0030 P	ST,+000.0030P	
	0.100 P	ST,+000.1000∟∟P	0.0001Pの桁は常にゼロになります。
Р	1.00 P	ST,+001.0000∟∟P	0.0001P、0.001P の桁は常にゼロに なります。
	10.0 P	ST,+010.0000 P	0.0001P、0.001P、0.01P の桁は常 にゼロになります。
	H P	OL,+999999999∟∟P	オーバーエラー時。

」はスペース。(ASC 20h)

SV-100の出力フォーマット例

粘度 選択単位	表示	出力フォーマット	備考
	L Pa∙s	OL,-999999999Pas	アンダーエラー時。
	1.00 Pa∙s	ST,+00001.00Pas	
Pa∙s	10.0 Pa∙s	ST,+00010.00Pas	0.01Pa·s の桁は常にゼロになりま
			す。
	H Pa∙s	OL,+999999999Pas	オーバーエラー時。
	L P	OL,-99999999⊔⊥P	アンダーエラー時。
D	10.0 P	ST,+000010.0∟∟P	
	100 P	ST,+000100.0P	0.1P の桁は常にゼロになります。
	Н Р	OL,+99999999⊔⊔P	オーバーエラー時。

」はスペース。(ASC 20h)

8-4-2. D. P. フォーマット

別売のコンパクトプリンタAD-8121BのMODE3で印字する場合に適したフォーマットで す。データ出力がストリーム以外は("Prt 0"または "Prt 1")、"5-Rt"、"5-td"、"5-Ed" に より出力内容を選択できます。ストリームモード("Prt 2")では、粘度値のみの出力となります。 以下にSV-10の印字例を示します。

測定結果の印字フォーマット例(1)

関連する内部設定 (○:出力、×:出力しない)							
S-RE	1	測定時間	0				
5-Ed	1	測定時の 日付・時刻	0				
		備考欄	0				
5-Ed	2	機器識別情報	\bigcirc				
		サイン欄	0				

12345678900003456	機種識別情報
A&D	← メーカ名
MODEL SV-10	← 機種名
S/N 14800000	← シリアルナンバ
ID LAB-12	← IDナンバ
$0\ 0\ :\ 1\ 2\ :\ 3\ 4$	← - 測定時間
25.6 C	←
12.3 mPa s	← 測定粘度
DATE 2003/03/31	← 日付(※)
T I ME 1 2 : 3 4 : 5 6	◀───時刻
REMARKS	
	←── 備考欄
SIGNATURE	
	←──サイン欄
]

測定結果の印字フォーマット例(2)

関連する内部設定			
$(\subset$):出力	ı、×:出力しない)	
S-RE		測定時間	0
5-22	1	測定時の	\bigcirc
J LU	1	日付・時刻	
		備考欄	0
5-Ed	1	機器識別情報	×
		サイン欄	~

123456789011213141516



測定結果の印字フォーマット例(3)

関連する内部設定			
	ノ・山ハ		
5-AF	1	測定時間	0
5-Ed	I	測定時の日付・時刻	0
		日日、时刻	
		備考欄	×
5-Ed	0	機器識別情報	~
		サイン欄	~

$\underline{123456789001121341516}$	
0 0 : 1 2 : 3 4 2 5 . 6 C 1 2 . 3 mPa s DATE 2 0 0 3 / 0 3 / 3 1 TIME 1 2 : 3 4 : 5 6 	→ 測定時間 → 試料温度 → 測定粘度 → 目付(※) → 時刻

※日付の順番(YMD/DMY/MDY)は、内部設定の日付・時刻の設定に従います。

測定結果の印字フォーマット例(4)

関連する内部設定 (○:出力、×:出力しない)			
S-RE	1	測定時間	0
5-Ed	0	測定時の 日付・時刻	×
		備考欄	\times
5-Ed	0	機器識別情報	×
		サイン欄	~

123456789011213141516	
0 0 : 1 2 : 3 4	< 測定時間
2 5 . 6 C	< 試料温度
1 2 . 3 mPa s	< 測定粘度

測定結果の印字フォーマット例(5)

関連する内部設定			
(():出た	ı、× : 出力しない)	
5-AF	0	測定時間	\times
	п	測定時の	~
3-00	U	日付・時刻	~
		備考欄	\times
5-Ed	0	機器識別情報	~
		サイン欄	~



8-4-3. CSVフォーマット

パソコンでデータを採取する場合に適したフォーマットで、温度、粘度の各データをカンマ区切りで 出力します。内部設定"5-とd"により、測定時の日付、時刻を付加することもできます。内部設定 "Pnt I"により小数点を","(カンマ)にした場合、各データの区切りは","(カンマ)から ";"(セミコロン)になります。

測定値をグラフ化したときの連続性を重視し、CSVフォーマット選択時の粘度、温度は内部分解能 で出力します。

測定単位と内部分解能の対応は以下のとおりです。

	松呑	粘度			温度		
	7茂7里	mPa∙s	Pa∙s	cP	Р	°C	°F
中立八条	SV-10	0.01	0.0001	0.01	0.0001	0.01	0.01
ドリロルプ件拒	SV-100	-	0.01	-	0.1	0.01	0.01

出力フォーマット例(1) ID番号、日付、時刻を付加する場合

関連する内部設定			
((〇:出力	、×:出力しない)	
S-Ed	1	測定時の 日付・時刻	0
5-Ed	3	I D番号出力	0

I D番号、日付、時刻、測定温度、温度単位、 測定粘度、粘度単位の順で出力します。 出力データは52文字(ターミネータ含まず) になります。

SV-10の出力フォーマット例

選択単位 粘度 / 温度	表示	出力フォーマット例	備考
	L mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.00,mPaus	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
	0.30mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.30,mPaus	-
	10.0 mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00010.00,mPaus	
	100 mPa⋅s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00100.00,mPaus	
mPa∙s ∕ °C	1.00 Pa•s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+01000.00,mPa⊔s	1000mPa・s 以上は 表示単位は Pa・s に なりますが、出力単 位は mPa・s を保持し ます。
	H Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+12000.00,mPa∟s	オーバーエラー時は 12000 を出力しま す。
	L Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0000,⊔Pa⊔s	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
_	0.0003 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0003,uPaus	
Pa∙s	0.0100 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0100,uPaus	
° E	0.100 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.1000,uPaus	
	1.00 Pa⋅s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001.0000,uPaus	
	H Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+012.0000,uPaus	オーバーエラー時は 12 を出力します
	L cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+000.0000,uCPLL	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
	0.30 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.30,ucPLL	
	10.0 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00010.00,ucPuu	
сP	100 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00100.00,ucPLL	
°C	10.0 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+01000.00,ucPLL	1000 cP 以上は、表 示単位は P になりま すが、出力単位は c P を保持します。
	Н Р	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+12000.00,ucPuu	オーバーエラー時は 12000 を出力しま す。
	L P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0000,LLPLL	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
	0.0030 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0030,LLPLL	
	0.100 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.1000,LLPLL	
°F	1.00 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001.0000,LLPLL	
	10.0 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+010.0000,P.L.	
	Н Р	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+120.0000,LLPLL	オーバーエラー時は
			120 を出力します。

」はスペース。(ASC 20h)

SV-100の出力フォーマット例

選択単位 粘度 / 温度	表示	出力フォーマット例	備考
	L Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.00,⊔Pa⊔s	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
Pa∙s	1.00 Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00001.00,uPaus	
°C	10.0 Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00010.00.00	
Ŭ	H Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00120.00,uPaus	オーバーエラー時は 120 を出力します
	L P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000000.0,LLPLL	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
P /	10.0 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000010.0,Pu	
°F	100 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000100.0,	
	Н Р	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001200.0,uuPuu	オーバーエラー時は 1200 を出力します。

」はスペース。(ASC 20h)

出力フォーマット例(2)日付、時刻を付加する場合

	関連	する内部設定	
$(\subset$):出力	、×:出力しない)	
5-Ed	1	測定時の	0
		日刊・ 時刻	
5-Ed	0	I D番号出力	\times

日付、時刻、測定温度、温度単位、 測定粘度、粘度単位の順で出力します。 出力データは46文字(ターミネータ含まず) になります。

SV-10の出力フォーマット例

選択単位 粘度/温度	表示	出力フォーマット例
mPa⋅s∕°C	1.23 mPa∙s	,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00001.23,mPaus

」はスペース。(ASC 20h)

SV-100の出力フォーマット例

選択単位 粘度/温度	表示	出力フォーマット例
Pa∙s∕°C	1.23 Pa∙s	,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00001.23,uPaus

」 はスペース。(ASC 20h)

出力フォーマット例(3)測定温度、測定粘度のみを出力する場合

関連する内部設定							
$(\subset$): 出力	、× : 出力しない)					
5-Ed	0	測定時の 日付・時刻	×				
5-Ed	0	I D番号出力	×				

測定温度、温度単位、測定粘度、粘度単位 の 順で出力します。 出力データは28文字(ターミネータ含ま ず)になります。

SV-10の出力フォーマット例

選択単位 粘度/温度	表示	出力フォーマット例
mPa⋅s∕°C	1.23 mPa∙s	,,,+025.67,C,+00001.23,mPa⊔s

」はスペース。(ASC 20h)

SV-100の出力フォーマット例

選択単位 粘度/温度	表示	出力フォーマット例
Pa∙s∕°C	1.23 Pa·s	,,,+025.67,C,+00001.23,⊔Pa⊔s

」 はスペース。(ASC 20h)

8-4-4. RsViscoフォーマット

付属のグラフ化プログラム "RsVisco" で使用する場合のフォーマットで、粘度、温度の各デ ータをカンマ区切りで出力します。内部設定 "Pnt l"により、小数点を "カンマ"にすると、各デ ータの区切りは "," (カンマ) から ";"(セミコロン)になります。

"RsVisco"で測定開始時、粘度計は自動でこのフォーマットを選択しますので、特に意識する必要はありません。

測定粘度、粘度単位、測定温度、温度単位の順番で出力します。

出力データは25文字(ターミネータ含まず)固定です。

測定値をグラフ化したときの連続性を重視し、R s V i s c o フォーマット選択時の粘度、温度は 内部分解能で出力します。

測定単位と内部分解能の対応は以下のとおりです。

		松呑		粘度			温	度
	燃性	mPa∙s	Pa∙s	сP	Р	°C	°F	
	内部分解能	SV-10	0.01	0.0001	0.01	0.0001	0.01	0.01
		SV-100	-	0.01	-	0.1	0.01	0.01

SV-10の出力フォーマット例

選択単位 粘度 / 温度	表示	出力フォーマット例	備考
	L mPa·s	+00000.00,mPaus,+025.67,C	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.30mPa∙s	+00000.30,mPaus,+025.67,C	
mPa∙s	10.0 mPa∙s	+00010.00,mPaus,+025.67,C	
°.	100 mPa∙s	+00100.00,mPa⊔s,+025.67,C	
	1.00 Pa∙s	+01000.00,mPaus,+025.67,C	1000mPa・s以上は表示単位はPa・sになり ますが、出力単位はmPa・sを保持します。
	H Pa∙s	+12000.00,mPaus,+025.67,C	オーバーエラー時は 12000 を出力します。
	L Pa∙s	+000.0000,⊔Pa⊔s,+051.23,F	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.0003 Pa·s	+000.0003,uPaus,+051.23,F	
Pa∙s	0.0100 Pa·s	+000.0100,uPaus,+051.23,F	
°F	0.100 Pa·s	+000.1000,uPaus,+051.23,F	
	1.00 Pa∙s	+001.0000,uPaus,+051.23,F	
	H Pa∙s	+012.0000, uPau, +051.23, F	オーバーエラー時は 12 を出力します
	L cP	+000.0000, uc P، بالا +025.67, C	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.30 cP	+00000.30,ucPuu,+025.67,C	
cP	10.0 cP	+00010.00,ucPuu,+025.67,C	
°C	100 cP	+00100.00, ucPuu, +025.67, c	
C	10.0 P	+01000.00, ucPuu, +025.67, c	1000cP 以上は表示単位は P になりますが、 出力単位は cP を保持します。
	Н Р	+12000.00, uc P، بال +025.67, C	オーバーエラー時は 12000 を出力します。
	L P	+000.0000,uuPuu,+051.23,F	アンダーエラー時はゼロを出力します。
D	0.0030 P	+000.0030, ساPسا, +051.23, F	
	0.100 P	+000.1000,P,+051.23,F	
°F	1.00 P	+001.0000,LuPLu,+051.23,F	
	10.0 P	+010.0000,P,+051.23,F	
	H P	+120.0000,P,+051.23,F	オーバーエラー時は 120 を出力します。

」 はスペース。(ASC 20h)

SV-100の出力フォーマット例

選択単位 粘度 / 温度	表示	出力フォーマット例	備考
Dala	L Pa∙s	+0000.000, uPaus, +025.67, C	アンダーエラー時はゼロを出力します。
Pa·s	1.00 Pa∙s	+00001.00,uPaus,+025.67,C	
o° Ω°	10.0 Pa∙s	+00010.00,uPaus,+025.67,C	
Ū	H Pa∙s	+00120.00,uPauu,+025.67,C	オーバーエラー時は 120 を出力します
	L P	+000000.0,uuPuu,+051.23,F	アンダーエラー時はゼロを出力します。
P	10.0 P	+000010.0, Luu PLuu, +051.23, F	
°F	100 P	+000100.0,P,+051.23,F	
	Н Р	+001200.0,uuPuu,+051.23,F	オーバーエラー時は 1200 を出力します。

」はスペース。(ASC 20h)

9. パソコンとの接続(RS-232C)

標準装備のRS-232Cインタフェースと付属のRS-232Cケーブル(モデム用)を利用して、 パソコンと接続することができます。

また、付属のデータ通信ソフトウェア『WinCT-Viscosity』に含まれるグラフ化プログラム "RsVisco"を利用し、Windowsパソコンへ測定データを取り込み、リアルタイムにグラ フ化できます。詳細は、CD-ROMの「¥Japanese¥ReadMe.txt」を参照し てください。

10. プリンタとの接続

□標準装備のRS-232Cインタフェースを利用して、別売のコンパクトプリンタAD-8121B に測定結果を印字することができます。

□ A D - 8121 B 機能により、粘度測定結果の統計処理、一定時間毎の粘度の変化を印字する ことも可能です。

□接続にはAD-8121B付属のケーブルを使用してください。

設定対応表

使用卡洗	粘度計の内部設定					AD-8121B		
使用力伝	PrE	ЕЧРЕ	5- <i>8</i> E	5-Ed	5-Ed	PUSE	設定	
測定結果の印字	0、1	1	0、1	0、1	0, 1,2	1	MODE 3	
粘度測定値を統計演算 する場合	0、1	0					MODE 1	
ー定時間毎に粘度の 変化を印字する場合	2	۵				0	MODE 2 (タイマ印字 を利用)	

―は、設定値による動作の変化はありません。



コンパクトプリンタ

11. RS-232Cインタフェース

RS-232Cインタフェース

伝送方式	EIA RS-232C 準拠
伝送形式	双方向 調歩同期式 半二重通信
信号形式	ボーレート 2400bps
データビット	7ビット
パリティ	EVEN
ストップビット	1ビット
使用コード	ASCII
ターミネータ	CRLF ($CR: 0Dh$, $LF: 0Ah$)



	SV - 10 / SV	$V - 1 \ 0 \ 0 \ (D \ C \ E)$	信号線	パソコン(DTE)
ピンNo.	信号名 ※1	意味	方向	信号名
1	FG	フレームグランド		FG
2	RXD	受信データ	\leftarrow	ΤXD
3	ΤXD	送信データ	\rightarrow	RXD
4	R T S	送信要求 ※2	\leftarrow	R T S
5	CTS	送信許可 ※2	\rightarrow	CTS
6	D S R	データセットレディ	\rightarrow	D S R
7	SG	シグナルグランド		SG
16、18、19、 21、23、	内	部使用	接続し	ないこと ※3
他	Ē	卡使用		

※1 SV-10/SV-100の信号名は、TXD、RXD以外は、DTE側の名称になっています。
 ※2 RTS、CTSによるフロー制御は行っていません。CTSは常に 'Hi' を出力します。
 ※3 DOS/V用のケーブルのこれらのピンは通常接続されていません。

12. コマンド一覧

パソコンから下記コマンドを送信することにより、SV-10/SV-100を制御することができます。コマンドには、ターミネータ C_{R} (0Dh、0Ah)を付加し、SV-10/SV-100 に送信してください。

コマンド	内容
Q	測定値を1データ送信させます。
SIR	測定値を連続して送信させます。
С	SIRコマンドによる測定値の連続出力を停止させます。
QM	測定中、測定値を1回送信させます。 (測定中以外は無効です。)
START	STARTキーと同じ働きをさせます。
STOP	STOPキーと同じ働きをさせます。
HOLD	HOLDキーと同じ働きをさせます。
MODE	MODEキーと同じ働きをさせます。
PRINT	PRINTキーと同じ働きをさせます。

13. 故障と思われる場合の対処

粘度計は精密機器ですので、測定環境や測定方法によっては正しい値を得られないことがあります。 測定値が安定しなかったり、正常でないと思われた場合、以下の項目を確認してください。確認後も 問題が解決しない場合は修理を依頼してください。

測定値が安定しない場合

□周囲の振動や風は問題ありませんか?

●建物の2階以上、地盤の弱い場所、または近くに主要幹線道路や鉄道がある場所は、振動 が粘度計に伝わることがあります。

建物の1階に移動したり、除振台(AD-1671A)をご利用ください。

- ●粘度計の内部設定の "[and" (環境設定) を見直してください。("[and 2" にする)
- ●風が粘度計に直接あたらないようにしてください。

□周囲にモータなどの強いノイズ、振動の発生源はありませんか?

●ノイズ、振動の発生源から離して設置してください。

□プロテクタ、センサ保護カバーが振動子、あるいは温度センサに接触していませんか?

- ●接触している場合は、正しい位置にセットしてください。
- ●プロテクタ、液面調整板、センサ保護カバーは取り外すことができます。

プロテクタの取り外し方法



プロテクタの左右を1方向に軽く押して回転軸を外し、2方向に移動し取り外します。



<u>取り外し</u>

ネジをゆるめ、液面調整板を温度センサの下端から取り外します。

取り付け

温度センサ下端から、液面調整板を挿入します。

振動子のくびれ中央と液面調整板の下端が合うように位置を決めて、ネジでとめます。 注意 振動子と液面調整板が接近すると、液面の表面張力による測定誤差が発生します。 隙間は、1mm程度あくようにし、接近した場合は、液面調整板を回転させ隙間 を維持してください。

センサ保護カバーの取り外し方法



(センサユニットを横から見た図)

プロテクタ、液面調整板を外した状態で、A(2ヶ所)、Bの各ツメ部分がプロテクタ フレームから外れるよう1方向にゆっくり引っ張ります。

ツメが外れたら2方向に移動し、振動子と温度センサから抜きます。

注意 作業中、振動子、温度センサがセンサ保護カバーと接触して動きますので、破損 しないように注意してください。

測定値が正しくない場合

□ 試料液面が左右の振動子のくびれ中央にくるように調整されていますか?

- ●試料液面の位置が合っていない場合は、測定台となるテーブルの高さを、ノブを回して 調整してください。
- □左右の振動子で試料液面位置が異なっていませんか?
 - ●異なっている場合は計測部の水平がとれていません。足コマを調節し、液面高さを調整してください。

□振動子が汚れていませんか?

- ●汚れや前回測定した試料の一部が振動子の表面に付着している場合は、アルコール等で 拭き取ってください。
- ●調整された液面よりも上の部分に汚れが付着していると、質量変化が振動子の固有振動数 のずれとなり誤差の原因となります。

□振動子が曲がっていませんか?

- ●曲がっている場合は修理を依頼してください。
- □プロテクタは正しく装着されていますか?

□ 測定試料温度と周囲温度に差があり、気泡が発生して、振動子に付着していませんか?

□測定試料の粘度は温度により変わります。

- ●一般的に液体の粘度には温度依存性があり $-2\%/℃ \sim -10\%/℃$ 程度、温度により変化します。
- □長時間の測定で、試料液面の位置が低下していませんか?
 - ●長時間の測定では、試料液の蒸発により液面が低下することがありますので、液面の管理を行ってください。
- □計測部と表示部は同一のシリアル番号のものを接続していますか?
 - ●計測部と表示部は一対で調整されています。必ず、同一のシリアル番号のものを使用してください。
- □ホールド表示中ではありませんか?
 - ●ホールド表示の場合は、HOLDキーを押すとホールドを解除します。
 - ●測定中は測定マークが点滅しています。
- □ 校正を行いましたか?
 - ●粘度の絶対値が問題となる測定の場合、標準液による定期 的な校正をお勧めします。



より精密な測定の場合

- □はじめて設置するときや設置場所を変えたときは、粘度計を測定する環境になじませるために、
 1時間以上、通電状態で放置してください。測定前に使用する容器にて校正することをお勧めします。
- □振動子と温度センサを測定液に入れることにより、測定液の温度が変化する場合があります。
 厳密な測定を行う場合は、振動子と温度センサを測定液にセット後、十分時間を置き、測定液の温度変化が無いことを確認してから測定を開始してください。
- □清掃の際、アルコールなどで振動子、温度センサを拭いたときに、冷やされ一時的に温度が下 がります。すぐに測定を始めずに、温度が馴染むまで時間を空けてください。

温度表示値が正しくない場合

□計測部と表示部が接続ケーブルで正しく接続されていますか?

水の粘度を測定する場合

□水道水を直接サンプル容器に入れて測定開始すると、圧力差、温度差から振動子表面に気泡が 発生し、徐々に粘度の上昇が測定されることがあります。水道水は加圧されており気泡が発生 しやすいので、加圧されていない蒸留水や精製水のご利用をお勧めします。

また、振動子と液体を測定前に同一環境に放置し、温度差を減らすことをお勧めします。

□長時間の測定では、水の腐敗、藻類の発生により粘度が上昇することがあります。定期的に水 質の管理を行ってください。

14. エラー表示

エラー表示	内容と対処例		
Н	オーバーエラー 粘度測定値が測定可能範囲の上限を超えました。 (SV-10の場合は11.99Pa・s、SV-100の場合 は119.9Pa・s) その試料は測定できません。		
	計測部と表示部が接続されていない場合もこのエラーとなるこ とがあります。		
L	アンダーエラー 粘度測定値が測定可能範囲の下限を下回りました。 (SV-10の場合は0.30mPa・s、SV-100の場合 は0.90Pa・s) その試料は測定できません。		
	計測部と表示部が接続されていない場合もこのエラーとなるこ とがあります。		
[L PF	内部の時計用の電源が低下しました。いずれかのキーを押すと、 時計の修正モードになります。時計の設定を行えば一時的に使用 できますが、エラーが頻繁に起こるようであれば、修理を依頼し てください。		
Err 3			
Err 8	内部 I Cのエラー 一旦電源をオフし、再度電源をオンしても、エラーが発生する場 合は、修理を依頼してください。		
Err g			
Err [

15.仕様

		SV-10		SV-100			
測定方式		SV型(音叉型振動式)) / 固有振動数:	30Hz	
粘度測定範囲		0.3∼10000mPa•s		1∼100Pa•s			
				(1000~10	0000mPa•s)		
	繰り返し性		1% (/ / / / / / / / / / / / / / / / / /				
粘度測定精度	(※2)						
(※1)	確度 (※3)	±3% (1∼1000mPa⋅s)		±5%	1∼10 Pa⋅s)		
					(100	0∼10000mPa•s)	
		レンジ	最小表示	最小表示	レンジ	最小表示	
		(mPa•s)	(mPa•s)	(Pa•s)	(Pa•s)	(Pa·s)	
最小表	₩	0.3~10	0.01	0.0001	1~10	0.01	
		10~100	0.1	0.0001	10~100	0.1	
		100~1000	1	0.001			
		1000~10000	10 (※4)	0.01			
単位 (粘度)		mPa•s	s, Pa∙s, c	P, P	Pa·s	、 P	
動作周囲温度		10~40°C					
試料量		35ml 以上					
試料温度測定部		0~160℃/ 0.1℃表示 (※5)					
		$0 \sim 20^{\circ} C$: $\pm 1^{\circ} C$					
		$20 \sim 30^{\circ}$ C : $\pm 0.5^{\circ}$ C					
価 <u></u> 及側人	上相皮	$30 \sim 100^{\circ}$ C: $\pm 2^{\circ}$ C					
		100~160°C∶ ±4°C					
表示部		蛍光表示管					
接続ケー	ブル長		1.5m(計測)				
通信榜	幾能			RS-23	2C標準		
電測	亰	ACアダプタ(AX-TB248: AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz)			50Hz/60Hz)		
消費電	電力	約14VA(ACアダプタを含む)					
	計測部:332 (W)×314 (D)×536 (H) mm/約 5.0kg						
2下形 寸 法	/ 日里	表示部:238 (W)×132 (D)×170 (H) mm/約 1.3kg					
		ACアダプタ(AX-TB248、1個)					
	データ通信ソフトWinCT-Viscosity (1枚)						
	樹脂製サンプル容器(容量45ml 、4個)						
		RS-232Cケーブル (25P-9P、1本)					
	接続ケーブル (1.5m、1本)						
	ディスポ容器(容量10ml、5個)						

※1~※5の詳細は次ページを参照してください。

- ※1 サンプル容器(45ml)使用時
- ※2 液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定
- ※3 温度範囲は20~30℃、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液で校正後の値。 測定が長時間におよぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。
- ※4 単位はPa・sになります。
- ※5 付属品、オプション類の使用温度に注意してください。
 付属のサンプル容器(AX-SV-33):使用温度 0~120℃
 少量サンプル容器(AX-SV-34):使用温度 0~120℃
 ガラス容器 (AX-SV-35):使用温度 0~230℃
 循環水ジャケット(AX-SV-37):使用温度 0~100℃
 ガラス保存容器 (AX-SV-38):使用温度 0~180℃(ただし、フタの使用温度は80℃以下)
 ディスポ容器 (AX-SV-63):使用温度 0~80℃

16. アクセサリ・別売品

アクセサリ・別売品一覧

名称		番号
粘度計校正用標準液(JS2.5)※2		AX - SV - 31 - 2.5
粘度計校正用標準液(JS5)※2		AX - SV - 31 - 5
粘度計校正用標準液(JS10)※2		AX - SV - 31 - 10
粘度計校正用標準液(JS20)※2		AX - SV - 31 - 20
粘度計校正用標準液(JS50)※2		AX - SV - 31 - 50
粘度計校正用標準液(JS100)※2	× 1	AX - SV - 31 - 100
粘度計校正用標準液(JS200)※2	× 1	AX - SV - 31 - 200
粘度計校正用標準液(JS500)※2		AX - SV - 31 - 500
粘度計校正用標準液(JS1000)※2		AX-SV-31-1000
粘度計校正用標準液(JS2000)※3		AX - SV - 31 - 2000
粘度計校正用標準液(JS14000)		AX-SV-31-14000
粘度計校正用標準液(JS160000)※4		AX-SV-31-160000
サンプル容器(容量35~45ml)10個セット		AX - SV - 33
付属品と同じものです。		
少量サンプル容器(容量10mℓ) 10個セ	ット	AX - SV - 34
ガラス容器(容量 約13mℓ)		AX - SV - 35
位置決め用ストッパー		AX - SV - 36
循環水ジャケット		AX - SV - 37
ガラス保存容器(容量 約50mℓ) 10個セ	ット	AX - SV - 38
プラスチック保存容器(容量約120ml)20個	セット	AX - SV - 39
アナログ出力		AX - SV - 42
延長ケーブル(5m)計測部と表示部接続延長	用	AX - SV - 43
電磁スターラー (リモート・マイクロ型)		AX - SV - 61
本体カバーRV/SV用		AX - SV - 62 - 1
表示部・コントローラ部カバーRV/SV用		AX - SV - 62 - 2
ディスポ容器(PET)(容量10mℓ) 40個セット		AX - SV - 63
ACアダプタ(付属品と同じものです。)		AX-TB248
USBコンバータ・ケーブルセット		AX - USB - 25P
除振台		AD-1671A
超音波洗浄器		AD-1686
環境ロガー		AD-1687
計量データロガー		AD-1688
コンパクトプリンタ		AD-8121B
ミニプリンタ		AD-8126
クイックUSBアダプタ		AD-8527

※1 容量500ml JIS Z8809に基づく証明書付き

- ※2 SV-10のみ使用可能
- ※3 SV-100にて校正する場合は、25℃以下でお使いください。
- ※4 SV-100のみ使用可能

AX-SV-33 サンプル容器

・構成:サンプル容器(容量35~45mℓ) 10個 (ポリカーボネート製、使用温度120℃以下)



少量サンプル容器フタ

ガラス容器

ガラス容器ホルダ

サンプル容器



AX-SV-35 ガラス容器

 ・ 有機溶剤等を測定する際に使用します。
 ・構成:ガラス容器(容量約13m0) 1個 (パイレックスガラス製、使用温度230℃以下) ガラス容器ホルダ(ステンレス製) 1個 サンプル容器 1個 (ポリカーボネート製、使用温度120℃以下)

AX-SV-38 ガラス保存容器

- ・試料液の保存に使用します。また、保存容器に試料を入 れた状態でも粘度の測定ができます。
- ・構成

ガラ	ス保存容器	10個
	容量:約50ml	
	素材 : ホウケイ酸ガラス	
	使用温度:180℃以下	
フタ		10個
	素材:ポリエチレン製	
	使用温度:80℃以下)	

<u>フタ</u> ガラス保存容器

AX-SV-39 プラスチック保存容器

・試料液の保存に使用します。また、保存容器に試料を入 れた状態でも粘度の測定ができます。 構成 プラスチック保存容器・フタ 20個 容量:最大120ml 素材:ポリプロピレン 使用温度:120℃以下 フタ 20個 素材:ポリプロピレン 使用温度:120℃以下 中フタ 20個 素材:低密度ポリエチレン 使用温度:80℃以下



AX-SV-36 位置決め用ストッパー

繰り返し試料を測定するときに、毎回振動子と試料液面 の位置合わせを行う必要がないよう、センサユニット および振動子の高さを一定にする部品です。 取付方法は下記を参照してください。



位置決め用ストッパー取付方法

- レバーを上げ、センサユニットを移動可能 な状態にします。
- ② 取手を押さえセンサユニットを上から引き抜きます。
- ③ 位置決め用ストッパーの取手を押さえな がら、前から見てレバーが左側になるよう に、支柱に差し込みます。このとき、支柱 のサイドの溝にストッパーの内側のガイ ドを通します
- ④ 位置決め用ストッパーを好みの高さにしてからレバーを上げストッパーを固定します。
- ⑤ センサユニットの取手を押さえながら支 柱に差し込みます。
- ⑥ センサユニットがストッパーに接触する まで下げます。
- ⑦ センサユニットのレバーを下げて固定します。







(参考品:NCB-1200型、EYELA製)

- ・仕様:循環ノズル:外径φ10.5mm 推奨ホース:シリコンチューブ内径φ8mm
- ・ノズルとホースの接合部には、安全のため市販のホースバンド(締付寸法11~20mm)を使うことをお勧めします。
- ホースの屈曲などによる内圧がかからない状態で使用してください。水流が止まり圧力がかかると、破損することがあります。
- ・循環水ジャケット底面にスターラーをセットし、粘度値 1,000mPa・sまで攪拌できます。 (SV-10のみ)
- ・スターラー:AX-SV-61 電磁スターラー Thermo Fisher Scientific K.K. 「HP40107」
- ・回転子は、 $6 mm \times \phi 4 mm$ (全長×直径)のものをお使いください。

AX-SV-62-1 本体力バーRV/SV用 ・必要に応じてカバーを被せてください。 ・構成 本体カバーRV/SV用 1個 素材:ナイロン 色:ライトグレー 本体カバーRV/SV用 本体カバーRV/SV用

AX-SV-62-2 表示部・コントローラ部カバーRV/SV用

・必要に応じてカバーを被せてください。
 ・構成
 表示部・コントローラ部カバーRV/SV用 1個
 素材:ナイロン
 色:ライトグレー



表示部・コントローラ部カバーRV/SV 用/

AX-SV-63 ディスポ容器(PET)

- ・少量サンプル容器、ガラス容器の代わりに使用すること が可能です。
- ・構成 ディスポ容器(1袋20個入り2組) 40個 容量:10mℓ 素材:ポリエチレンテレフタレート 使用温度:80℃以下

AD-1686 超音波洗浄器

・振動子の清掃が簡単にできます。

17. CEマーキング

弊社の粘度計(SV-10、SV-100)には、CEマークが貼られています。

CEマークは、製品がEC指令に於ける89/336/EEC電磁気環境適合性指令(EMC)と73/23/EEC低電圧指令(LVD)に基づいた下記の技術基準に適合していることを示します。

EMC技術基準	EN61326	妨害波の発生/妨害波の抵抗力

LVD技術基準 EN60950 情報技術機器の安全性

□ C E マークは、欧州地域を対象とした規格となります。 他の地域での使用時には、各国の法規制に従う必要があります。



A&D Instruments Ltd 24 Blacklands Way Abingdon Business Park Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom Tel: +44 (0)1235 550485 email: info@aandd-eu.net Internet: http://www.aandd-eu.net Vat No: GB 596 1273 15

Œ

A & D Instruments Ltd. hereby declare that the following weighing product conforms to the requirements of the council directives on ...

Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC

Low voltage equipment (LVD) 73/23/EEC amended by 93/68/EEC

provided that they bear the CE mark of conformity as shown above.

SV Series Viscometer

Standards applicable :

BS EN 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements

BS EN 60950 Safety of Information Technology Equipment.

CE Mark First Applied June 2003

Signed for A&D Instruments in Oxford England April 2005

Takeo Goto Managing Director



...Clearly a Better Value

Registered in England No: 2609110 - Registered Office: 24 /26 Blacklands Way Abingdon Oxon OX14 1DY

18. 外形寸法図

全体図









※ B= 振動子最高位置 268 mm ※ C= テーブル高さ

※A=振動子最低位置 3.5 mm (プロテクタ使用時、テーブルなし) $54{\sim}140~\text{mm}$

単位:mm









単位:mm